

Manuplast® Vet

Rękawice do badania dużych zwierząt



NOWOŚĆ

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

# Manuplast® Vet

## Miękkie, gładkie i bardzo wytrzymałe

- Niezwykle miękkie dzięki zawartości składnika EVA
  - Gładka powierzchnia zapewnia szybkie i łatwe zakładanie oraz zdejmowanie
  - Udowodniona jakość i wytrzymałość
- Polietylen (PE), octan etylowinylu (EVA)
  - Nie zawierają pudru, białek lateksowych ani plastyfikatorów
  - Płaskie, oburęczne, z wbudowanym szwem
  - Badania jakości przeprowadzono wg norm:  
ISO 527 (wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu)  
ISO 7765 (odporność na uderzenia)  
ISO 6383 (odporność na rozerwanie)

### Manuplast® Vet

- Lekki materiał zapewniający lepszą czułość
- Długość, 90 cm
- Grubość ścianki rękawicy, 22 µm
- Przezroczyste pomarańczowe

Rozmiar	Jednostka sprzedaży	Kod produktu
rozmiar uniwersalny	100 szt.	6075100



### Manuplast® Vet shoulder

- Ulepszona stabilność i ułatwienie pracy dzięki pętli stabilizującej na szyję
- Ochrona i higiena na najwyższym poziomie
- Solidny materiał zapewnia dobrą wytrzymałość na rozciąganie
- Z ochraniaczem ramienia i pętlą stabilizującą na szyję, 118 cm
- Grubość ścianki rękawicy 25 µm
- Przezroczyste zielone

Rozmiar	Jednostka sprzedaży	Kod produktu
rozmiar uniwersalny	50 szt.	6075151

